


4

ŠIRDIES MONITORIAUS UŽSIDĖJIMAS

- Atsargiai nuplėškite lipdukus nuo elektrodų padelių ir uždėkite, kaip pa vaizduota schemoje dešinėje
- Kad jie priliptų prie odos, išlyginkite elektrodų kraštus, bet nespauskite ant centro

**5**

MONITORIAUS ĮJUNGIMAS

- Prietaisas įsijungs automatiškai, kai pajus kontaktą su oda. Jei įsijungė sėkmingai, pamatysite mirksinčią žalią švieselę (ant širdies piktogramos) kas 5 sekundes. Švieselė nėra ryški, todėl pasistenkite nebūti ryškioje šviesoje
- JEI ŠVIESELĖS NEMATOTE, SKAMBINKITE PAGALBOS LINIJAI TELEFONU 0345 6080542 (ji veikia nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9:00 iki 17:00 val.)

**6**

ELEKTRODŲ PAKEITIMAS

Jei elektrodas atlimpa, jį pakeiskite vienu iš pateiktų atsarginių elektrodų. Elektrodai prie laido pritvirtindami paprastais kaištukais. Jei pasireiškė neigiama reakcija ant odos, monitorių ir elektrodus nuimkite ir skambinkite pagalbos linijai.

7

SIMPTOMŲ ĮRAŠYMAS

Tai padės atlikti diagnozę, jei bus įrašyti rimti simptomai ir laikas, kai jie pasireiškė. Naudokite programėlę išmaniajame telefone arba popierinį dienoraštį.

**8**

ĮRAŠYMO BAIGIMAS

Tiesiog nusiimkite monitorių ir laidą. Atsargiai atlipdykite abu elektrodus nuo odos ir išmeskite (NEIŠMESKITE laido ar prietaiso).

9

MONITORIŲ GRAŽINKITE TIKTAI IŠSIŪSDAMI IŠ PAŠTO SKYRIAUS

Voką nuneškite į vietinį pašto skyrių ir perduokite jį darbuotojui - už siuntimą jums nieko papildomai mokėti nereikės.

Grąžinkite prietaisą registruotu paštu, todėl NEMESKITE JO Į PAŠTO DĖŽUTĘ.

Į voką sudėkite šiuos dalykus:

1. Popierinį paciento dienoraštį (jei jį naudojote)
2. Monitorių (su laidu)

