


4

MOCOWANIE MONITORA PRACY SERCA

- Ostrożnie usunąć warstwę ochronną z elektrod i nałożyć zgodnie ze schematem po prawej stronie
- Aby zapewnić kontakt ze skórą, wygładzić krawędzie elektrod, ale unikać naciskania ich środków



5

URUCHOMIENIE MONITORA

- Urządzenie uruchomi się automatycznie po kontakcie ze skórą. Jeżeli uruchomienie zakończy się sukcesem, powinien/ powinna Pan/Pani zobaczyć migające zielone światło (na ikonie serca) co 5 sekund. Światło nie jest intensywne, dlatego prosimy upewnić się, że nie znajduje się Pan/Pani w jasnym miejscu.
- JEŻELI ŚWIATŁO NIE JEST WIDOCZNE, PROSIMY ZADZWONIĆ POD NUMER INFOLINII 0345 6080542 (czynna od poniedziałku do



6

WYMIANA ELEKTROD

Jeżeli elektroda się poluzuje, należy ją wymienić, korzystając z dostarczonych części zamiennych. Elektrody łączą się z kablem za pomocą prostych zatrzasków. W przypadku wystąpienia niepożądanego reakcji skórnej, należy zdjąć monitor i elektrody, i skontaktować się z infolinią.

7

REJESTROWANIE OBJAWÓW

Zapisanie znaczących objawów oraz czasu ich występowania pomoże w postawieniu diagnozy. Prosimy skorzystać z aplikacji na smartfon lub wydrukowanego dzienniczka.



8

ZAKOŃCZENIE NAGRANIA

Należy po prostu usunąć monitor i przewód. Delikatnie usunąć dwie elektrody ze skóry i wyrzucić (ale NIE kabel lub urządzenie).

9

ZWROT MONITORA NASTĘPUJE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

Prosimy zanieść kopertę do lokalnego urzędu pocztowego i przekazać ją w okienku - nie ma żadnych kosztów dostawy, a usługa jest bezpłatna. Zwrot odbywa się za pośrednictwem usługi monitorowanej, **DLATEGO PROSIMY NIE KORZYSTAĆ ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ.**

Prosimy upewnić się, że w dostarczonej kopercie znajdują się:

1. Papierowy dzienniczek pacjenta (jeżeli został zastosowany)
2. Monitor pracy serca (w tym przewód)

